

# Funktion durch Qualität

Die statisch-dynamische Therapie

## OZO-Patellabandage

mit segmentaler Profileinlage

**Rezeptierung**

OZO-Patellabandage

**Hilfsmittelpositionsnr.:**

05.04.01.0007



## OZO-Malleobandage

mit segmentaler Profileinlage

**Rezeptierung**

OZO-Malleobandage

**Hilfsmittelpositionsnr.:**

05.02.01.0003



Funktion durch Qualität

TIGGES-Zours GmbH

D-45525 Hattingen  
Am Beul 10

Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0  
Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29  
E-Mail [info@zours.de](mailto:info@zours.de)  
Internet [www.zours.de](http://www.zours.de)



0000/000/04/16

# OZO-Patellabandage

## Indikationen

Bei allen Erkrankungen des Kniegelenks, insbesondere beim **Patella-Spitzensyndrom**, **Chondropathia patellae**, Tendopathien, Fehlfunktion der Patella mit und ohne Luxations-

neigung, Reizknie, aktivierten Arthrosen, Arthritiden und Synovitiden. Zur Unterstützung der krankengymnastischen Therapien nach Kniegelenksoperationen.

## Wirkungsweise

Durch die Verwendung eines **festen Kunststoffmaterials** und die **Verstärkung im Mittelbereich** der Profileinlage wird die **Stützung, Entlastung** und seitliche **Führung** der Patella gegenüber weichen Einlagen wesentlich erhöht.

Die **segmentale OZO-Profileinlage** vermeidet durch die **craniale Aussparung** über dem Ansatz der Quadricepssehne und der **caudalen Aussparung** über dem Ligamentum patellae den unerwünschten Druck auf den ggf. schmerzhaft erkrankten Bereich der Sehnenansätze, der meist

irritierte obere Recessus wird geschont.

Bei jeder Bewegung des Kniegelenks sorgt die **segmentale** Profileinlage für eine ständige selbsttätige **Massage** und bewirkt dadurch eine **bessere Durchblutung** der Gelenkweichteile. Das **2-Zug-Gewebe** mit hochwertigen **Naturkautschukfäden** garantiert eine wirklich **optimale Stützwirkung** des Kniegelenks bei gleichzeitig **hohem Tragekomfort**, die Transpiration wird besonders gut aufgenommen und nach außen hin abgegeben.

**Art.-Nr. (Farbe):**  
11.106 (haut)  
11.108 (blau)

**Rezeptierung:**  
„OZO-Patellabandage  
Pos. Nr: 05.04.01.0007“



## Größenauswahl

Bestimmung des „e-Umfangs“, Größe laut Tabelle (korrespondierend mit der „Gütezeichengemeinschaft Medizinische Gummistrümpfe e.V.“):

Größe	I	II	III	IV	V	VI
e-Umfang in cm	29–32	33–35	36–38	39–41	42–44	45–47

# OZO-Malleobandage

## Indikationen

Bei allen Erkrankungen des Sprunggelenks, insbesondere bei **chronischen Reizzuständen** durch **degenerative Gelenkerkrankungen**, bei **Gelenkinstabilitäten**, bei der Achillodynie,

bei Reizzuständen der tibialen und fibularen Sehnenlogen, nach Distorsionsverletzungen des oberen und unteren Sprunggelenks, sowie nach operativen Eingriffen.

## Wirkungsweise

Durch die Verwendung eines **festen Kunststoffmaterials** und die **anatomische Formgebung** der Profileinlage wird die **Stützung** und **Entlastung** des lateralen und medialen Malleolus gegenüber weichen Einlagen wesentlich erhöht.

Die **segmentale OZO-Profileinlage** vermeidet durch die **ventrale Aussparung** den unerwünschten Druck auf die Sehne des Musculus tibialis anterior und die meist betroffene ventrale Gelenkkapsel.

Bei jeder Bewegung des Sprunggelenks sorgt die **segmentale** Profileinlage für eine ständige selbsttätige **Massage** und bewirkt dadurch eine **bessere Durchblutung** der Gelenkweichteile. Das **2-Zug-Gewebe** mit hochwertigen **Naturkautschukfäden** garantiert eine wirklich **optimale Stützwirkung** des Sprunggelenks bei gleichzeitig **hohem Tragekomfort**, die Transpiration wird besonders gut aufgenommen und nach außen hin abgegeben.

**Art.-Nr.**  
(Farbe, rechts/links):  
31.106 (haut, rechts)  
31.116 (haut, links)

**Rezeptierung:**  
„OZO-Malleobandage  
Pos. Nr: 05.02.01.0003“



## Größenauswahl

Bestimmung des „b-Umfangs“, Größe laut Tabelle (korrespondierend mit der „Gütezeichengemeinschaft Medizinische Gummistrümpfe e.V.“):

Größe	I	II	III	IV	V	VI
b-Umfang in cm	18–19	20–21	22–23	24–25	26–27	28–29



Funktion durch Qualität