

Funktion durch Qualität

Die statisch-dynamische Therapie

OZO-Patellabandage

mit segmentaler Profileinlage

Rezeptur

OZO-Patellabandage

Hilfsmittelpositionsnr.:

05.04.01.0007



OZO-Malleobandage

mit segmentaler Profileinlage

Rezeptur

OZO-Malleobandage

Hilfsmittelpositionsnr.:

05.02.01.0003



Funktion durch Qualität

OZO-Zours GmbH

45525 Hattingen
Am Beul 10

Telefon (0 23 24) 5 94 97-0
Telefax (0 23 24) 5 94 97-29
E-mail info@zours.de
Internet www.zours.de



OZO-Patellabandage

Indikationen

Bei allen Erkrankungen des Kniegelenks, insbesondere beim **Patella-Spitzensyndrom**, **Chondropathia patellae**, Tendopathien, Fehlfunktion der Patella mit und ohne Luxations-

neigung, Reizknie, aktivierten Arthrosen, Arthritiden und Synovitiden. Zur Unterstützung der krankengymnastischen Therapien nach Kniegelenksoperationen.

Wirkungsweise

Durch die Verwendung eines **festen Kunststoffmaterials** und die **Verstärkung im Mittelbereich** der Profileinlage wird die **Stützung, Entlastung** und seitliche **Führung** der Patella gegenüber weichen Einlagen wesentlich erhöht.


Die **segmentale OZO-Profileinlage** vermeidet durch die **craniale Aussparung** über dem Ansatz der Quadricepssehne und der **caudalen Aussparung** über dem Ligamentum patellae den unerwünschten Druck auf den ggf. schmerzhaft erkrankten Bereich der Sehnenansätze, der meist

irritierte obere Recessus wird geschont.

Bei jeder Bewegung des Kniegelenks sorgt die **segmentale** Profileinlage für eine ständige selbsttätige **Massage** und bewirkt dadurch eine **bessere Durchblutung** der Gelenkweichteile. Das **2-Zug-Gewebe** mit hochwertigen **Naturkautschukfäden** garantiert eine wirklich **optimale Stützwirkung** des Kniegelenks bei gleichzeitig **hohem Tragekomfort**, die Transpiration wird besonders gut aufgenommen und nach außen hin abgegeben.

Art.-Nr. (Farbe):
11.106 (haut)
11.108 (blau)

Rezeptur:
„OZO-Patellabandage
Pos. Nr: 05.04.01.0007“



Größenauswahl

Bestimmung des „e-Umfangs“, Größe laut Tabelle (korrespondierend mit der „Gütezeichengemeinschaft Medizinische Gummistrümpfe e.V.“):

| Größe | I | II | III | IV | V | VI |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| e-Umfang in cm | 29–32 | 33–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 |

OZO-Malleobandage

Indikationen

Bei allen Erkrankungen des Sprunggelenks, insbesondere bei **chronischen Reizzuständen** durch **degenerative Gelenkerkrankungen**, bei **Gelenkinstabilitäten**, bei der Achillodynie,

bei Reizzuständen der tibialen und fibularen Sehnenlogen, nach Distorsionsverletzungen des oberen und unteren Sprunggelenks, sowie nach operativen Eingriffen.

Wirkungsweise

Durch die Verwendung eines **festen Kunststoffmaterials** und die **anatomische Formgebung** der Profileinlage wird die **Stützung** und **Entlastung** des lateralen und medialen Malleolus gegenüber weichen Einlagen wesentlich erhöht.

Die **segmentale OZO-Profileinlage** vermeidet durch die **ventrale Aussparung** den unerwünschten Druck auf die Sehne des Musculus tibialis anterior und die meist betroffene ventrale Gelenkkapsel.

Bei jeder Bewegung des Sprunggelenks sorgt die **segmentale** Profileinlage für eine ständige selbsttätige **Massage** und bewirkt dadurch eine **bessere Durchblutung** der Gelenkweichteile. Das **2-Zug-Gewebe** mit hochwertigen **Naturkautschukfäden** garantiert eine wirklich **optimale Stützwirkung** des Sprunggelenks bei gleichzeitig **hohem Tragekomfort**, die Transpiration wird besonders gut aufgenommen und nach außen hin abgegeben.

Art.-Nr.
(Farbe, rechts/links):
31.106 (haut, rechts)
31.116 (haut, links)

Rezeptur:
„OZO-Malleobandage
Pos. Nr: 05.02.01.0003“



Größenauswahl

Bestimmung des „b-Umfangs“, Größe laut Tabelle (korrespondierend mit der „Gütezeichengemeinschaft Medizinische Gummistrümpfe e.V.“):

| Größe | I | II | III | IV | V | VI |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b-Umfang in cm | 18–19 | 20–21 | 22–23 | 24–25 | 26–27 | 28–29 |



Funktion durch Qualität