


Die Produktgruppe 23 für Wirbelsäulenorthesen

Alle Produktarten im Überblick

Produktarten-Nr. (7-stellig)	Produktarten-Bezeichnung	TIGGES / T-FLEX-Orthesen	Hilfsmittelnummer (10-stellig)	Einsatzbereich	Größen LW (s.u.)	Art.-Nr. -schwarz -blau	Art.-Nr. -haut
BWS 23.13	23.13.01 BWS-Orthesen zur Entlastung und/oder Korrektur						
	23.13.01.0 Geradehalter						
	23.13.01.1 BWS-Orthese zur Aufrichtung und Entlastung	TIGGES-Thorax BWS-Orthese	23.13.01.1001	Th4–Th8	UBW s.u.	63115	63119
LWS 23.14	23.14.01 LWS-Orthesen zur Immobilisierung						
	23.14.01.0 LWS-Orthesen zur Immobilisierung						
	23.14.02 LWS-Orthesen zur Mobilisierung						
		TIGGES-Lumbalorthese	23.14.02.0002	L2–S1	1–5	53535	53539
23.14.02.0	Lumbalstützorthesen mit Mobilisierungsfunktion	TIGGES-Lumbalorthese, tailliert	23.14.02.0002	L2–S1	1–5	53575	53579
		TIGGES-Lumbalorthese M	23.14.02.0008	L2–S1	1–6	53625	53629
		TIGGES-Lumbalorthese M, tailliert	23.14.02.0008	L2–S1	1–6	53405	53409
23.14.02.1	Überbrückungsorthesen mit Mobilisierungsfunktion	T-FLEX B Überbrückungsorthese	23.14.02.1001	L1–S1	1–6	83225	83.229
		T-FLEX B Überbrückungsorthese, tailliert	23.14.02.1001	L1–S1	1–6	83475	83.479
		T-FLEX B Überbrückungsorthese, hoch*	23.14.02.1001	L1–S1	1–6	83525	83.529
23.14.02.2	Flexionsorthesen mit Mobilisierungsfunktion	T-FLEX Flexionsorthese	23.14.02.2001	L1–S1	1–6	81225	81229
		T-FLEX Flexionsorthese, tailliert	23.14.02.2001	L1–S1	1–6	81425	81429
		T-FLEX Flexionsorthese, hoch*	23.14.02.2001	L1–S1	1–6	81525	81529
	23.14.03 LWS-Orthesen zur Stabilisierung						
23.14.03.0	Stabilisierungsorthesen	OZO-Lumbalbandage	23.14.03.0004	L4–S1	1–5	91128	91129
23.14.03.1	Stabilisierungsorthesen mit Zugelementen			L4–S1			
23.14.03.2	Stabilisierungsorthesen mit Pelotte	OZO-Lumbalbandage TP	23.14.03.2004	L4–S1	1–5	91528	91529
		TIGGES-Wirbelsäulenbandage	23.14.03.3002	L4–S1	1–5	01125	01129
		TIGGES-Wirbelsäulenbandage, tailliert	23.14.03.3004	L4–S1	1–5	01705	01708
23.14.03.3	Stabilisierungsorthesen mit Pelotte und Zugelementen	TIGGES-Wirbelsäulenbandage, breit	23.14.03.3003	L4–S1	2–6	01225	01229
		TIGGES-Wirbelsäulenbandage M	23.14.03.3049	L4–S1	1–6	01325	01329
		TIGGES-Wirbelsäulenbandage M, tailliert	23.14.03.3049	L4–S1	1–6	01805	01809
23.14.03.4	Stabilisierungsorthesen, Hosenform, mit Pelotte und Zugelementen	TIGGES-Damenhosenbandage S, kurz	23.14.03.4003	L4–S1	1–5	–	01709
		TIGGES-Damenhosenbandage N, normal	23.14.03.4002	L4–S1	TW s.u.	–	01419
23.14.03.5	Stabilisierungsorthesen mit zusätzlicher Abdominalsuspension	TIGGES-Damenbandage mit Innenbinde	23.14.03.5002	L4–S1	TW s.u.	–	01509
	23.14.04 LWS-Orthesen zur Entlastung und/oder Korrektur						
		TIGGES Lumbalstützorthese basic	23.14.04.0003	L2–S1	1–5	53335	53339
23.14.04.0	Lumbalstützorthesen	TIGGES Lumbalstützorthese basic, tailliert	23.14.04.0003	L2–S1	1–5	53375	53379
		TIGGES Lumbalstützorthese basic, hoch*	23.14.04.0003	L2–S1	1–5	53325	53329
		T-FLEX B basic Überbrückungsorthese	23.14.04.1004	L1–S1	1–6	83335	83339
23.14.04.1	Überbrückungsorthesen	T-FLEX B basic Überbrückungsorthese, tailliert	23.14.04.1004	L1–S1	1–6	83375	83379
		T-FLEX B basic Überbrückungsorthese, hoch*	23.14.04.1004	L1–S1	1–6	83325	83329
		T-FLEX basic Flexionsorthese	23.14.04.2002	L1–S1	1–6	81335	81339
23.14.04.2	Flexionsorthesen	T-FLEX basic Flexionsorthese, tailliert	23.14.04.2002	L1–S1	1–6	81375	81379
		T-FLEX basic Flexionsorthese, hoch*	23.14.04.2002	L1–S1	1–6	81325	81329



für PG 23.15 und Größentabellen bitte wenden


Die Produktgruppe 23 für Wirbelsäulenthesen

Alle Produktarten im Überblick

Produktarten-Nr. (7-stellig)	Produktarten-Bezeichnung	TIGGES / T-FLEX-Orthesen	Hilfsmittelnummer (10-stellig)	Einsatzbereich	Größen LW (s.u.)	Art-Nr. -schwarz	Art-Nr. -haut
23.15.01	WS-Orthesen zur Immobilisierung						
23.15.01.0	WS-Orthesen zur Immobilisierung LWS/BWS	T-FLEX RSK Rahmenstützkorsett T-FLEX RSK Rahmenstützkorsett, tailliert T-FLEX RSK Rahmenstützkorsett, hoch**	23.15.01.0004 23.15.01.0004 23.15.01.0004	Th4-S1 Th4-S1 Th4-S1	1-6 1-6 1-6	87235 87735 87225	87239 87739 87229
23.15.02	WS-Orthesen zur Mobilisierung						
23.15.02.0	Immobilisierungsorthesen LWS/BWS mit Mobilisierungsfunktion	T-FLEX Rekli Reklinationsorthese T-FLEX Rekli Reklinationsorthese, tailliert T-FLEX Rekli Reklinationsorthese, hoch**	23.15.02.0004 23.15.02.0004 23.15.02.0004	Th4-S1 Th4-S1 Th4-S1	1-6 1-6 1-6	87335 87375 87325	87339 87379 87329
23.15.02.1	Orthesen zur Entlastung und/oder Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene mit Mobilisierungsfunktion	TIGGES-Dorso BWS/LWS-Orthese TIGGES-Dorso BWS/LWS-Orthese, tailliert TIGGES-Dorso BWS/LWS-Orthese, hoch*	23.15.02.1001 23.15.02.1001 23.15.02.1001	Th4-S1 Th4-S1 Th4-S1	1-6 1-6 1-6	63235 63735 63225	63239 63739 63229
23.15.02.2	Orthesen zur Entlastung und/oder Korrektur der LWS/BWS in Sagittal- und Frontalebene mit Mobilisierungsfunktion	T-FLEX TL Thorako-Lumbalorthese T-FLEX TL Thorako-Lumbalorthese, tailliert T-FLEX TL Thorako-Lumbalorthese, hoch*	23.15.02.2001 23.15.02.2001 23.15.02.2001	Th4-S1 Th4-S1 Th4-S1	1-6 1-6 1-6	61235 61735 61225	61239 61739 61229
23.15.03	WS-Orthesen zur Stabilisierung						
23.15.03.0	Stabilisierungsorthesen LWS/BWS	TIGGES-Rumpfstützorthese	23.15.03.0004	Th7-S1	n. Maß	-	71309
23.15.03.1	Stabilisierungsorthesen LWS/BWS mit zusätzlicher Abdominalsuspension	TIGGES-Rumpfstützorthese mit Innenbinde	23.15.03.1002	Th7-S1	n. Maß	-	71509
23.15.04	WS-Orthesen zur Entlastung und/oder Korrektur						
23.15.04.0	Orthesen zur Entlastung der LWS/BWS (Sagittalebene)						
23.15.04.1	Orthesen zur Entlastung der LWS/BWS (Sagittal- und Frontalebene)						
23.15.04.2	Orthesen zur Entlastung und/oder Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene	TIGGES-Dorso basic BWS/LWS-Orthese TIGGES-Dorso basic BWS/LWS-Orthese, tailliert TIGGES-Dorso basic BWS/LWS-Orthese, hoch*	23.15.04.2002 23.15.04.2002 23.15.04.2002	Th4-S1 Th4-S1 Th4-S1	1-6 1-6 1-6	63335 63375 63325	63339 63379 63329
23.15.04.3	Orthesen zur Entlastung und/oder Korrektur der LWS/BWS in Sagittal- und Frontalebene	T-FLEX TL basic Thorako-Lumbalorthese T-FLEX TL basic Thorako-Lumbalorthese, tailliert T-FLEX TL basic Thorako-Lumbalorthese, hoch*	23.15.04.3002 23.15.04.3002 23.15.04.3002	Th4-S1 Th4-S1 Th4-S1	1-6 1-6 1-6	61335 61375 61325	61339 61379 61329
23.15.04.4	Orthesen zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene						

BWS/LWS 23.15

für PG 23.13/
PG 23.14
bitte wenden



Größentabelle

Größe	1	2	3	4	5	6
LW = Leibweite alle 10 cm von-bis	80 cm (von 75-85)	90 cm (von 85-95)	100 cm (von 95-105)	110 cm (von 105-115)	120 cm (von 115-125)	130 cm (von 125-135)
Größe	I			II		
UBW = Unterbrustweite	bis UBW 95 cm			bis UBW 95 cm		
Größe	S		M		L	
OBW = Oberbrustweite	bis 95 cm		ab 96 cm bis 115 cm		ab 116 cm	
TW = Taillenweite alle 2 cm	70	72 74 76 78 80	82 84 86 88 90 92 94	96 98 100 102 104	106	108

Sondermodelle und Sondergrößen auf Anfrage

*Hinweis „hoch“: Patienten mit einer Körpergröße bei 190 cm können mit der normalen Version versorgt werden, größere Patienten benötigen üblicherweise die hohe Version.

**Achtung: Für Reklinationsorthesen und Rahmenstützkorsetts ab Körpergröße 170 cm immer die hohe Mieder-Version bestellen.

TIGGES

innovative Modul-Orthesen

Patent und
Gebrauchsmusterschutz



TIGGES-Zours GmbH
D-45525 Hattingen
Am Beul 10

Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0
Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29
E-mail tigges@zours.de
Internet www.t-flex.de



Stand: 05.2016